



# TEMPLO® - Módulo Análisis Postural 3D


## SOLUCIÓN INNOVADORA PARA EVALUACIÓN PRECISA EN REHABILITACIÓN



**TEMPLO® Análisis Postural 3D** contiene potentes herramientas para analizar la postura humana midiendo ejes corporales de forma eficaz y sencilla. Todos los ángulos y distancias se calculan en 3D.



El sistema ha sido diseñado y desarrollado en colaboración con especialistas de gran experiencia práctica por lo que ofrece una efectividad muy alta en el uso diario y considera especialmente los aspectos integrales.



Comparativa antes/después.

### CAMPOS DE APLICACIÓN:

- Fisioterapia. Rehabilitación.
- Ortopedia.
- Médicos, quiroprácticos y hospitales.
- Deporte de alto rendimiento.
- Investigación y desarrollo.

### RESULTADOS E ILUSTRACIONES:

- Eje del hombro (desplazamiento, rotación).
- Eje de la cadera (desplazamiento, rotación).
- Eje de la pierna (varo, valgo, extensión, flexión).
- Información sobre lordosis y cifosis.
- Definición del tipo de postura.

### VISUALIZACIÓN:

- Comparativa y solapado de imágenes.
- Medición inmediata de ángulos y distancias.

### MÁS INFORMACIÓN SOBRE ANÁLISIS POSTURAL 3D:

- Reconocimiento de marcadores semiautomático.
- Captura simultánea con 3 cámaras de alta resolución (USB) o cámaras Standard DV/HDV.
- Visualización en tiempo real de las imágenes de las cámaras.
- Generación automática de informes de análisis con todos los valores relevantes de los ejes corporales y de las rotaciones.
- Integración del análisis postural 2D.

### SISTEMA DE CALIBRACIÓN ÚNICO:

- Sistema de calibración pequeño y fácil de montar.
- Proceso de calibración sencillo y rápido.
- Alta precisión del espacio calibrado.

**OBSERVACIONES:** Combine su sistema de análisis postural 3D con su sistema de medición de presión del pie. El sistema de análisis postural 3D puede adquirirse como producto individual o como un módulo adicional al módulo de análisis de la marcha-carrera TEMPLO® Gait Análisis Module.

**ADVANCED MEDICAL SYSTEMS S.L.**  
DISTRIBUCION DE EQUIPOS MEDICOS

C/ Narciso Serra nº 5, Local 4. 28007. MADRID  
Telf./Fax: 914335248  
Email: [info@advancedmedicalsistemas.es](mailto:info@advancedmedicalsistemas.es)  
Web: [www.advancedmedicalsistemas.es](http://www.advancedmedicalsistemas.es)