



*Porque cada paciente merece  
el mejor tratamiento posible.*

[www.biocompression.com](http://www.biocompression.com)

# Terapia de Compresión Neumática Intermitente (IPC) para Linfedema, Lipedema e Insuficiencia Venosa Crónica (IVC)



## SC-2004-DL

- Terapia de compresión de 4 cámaras
- Capacidad unilateral o bilateral
- Presión ajustable entre 10 mmHg y 120 mmHg
- Tiempo de ciclo ajustable entre 60 y 120 segundos
- Temporizador integrado con modo de cuenta regresiva o modo continuo
- Terapia focalizada • Botón de pausa • Medidor de cumplimiento



## SC-2008-DL

- Terapia de compresión de 8 cámaras
- Capacidad unilateral o bilateral
- Presión ajustable entre 10 mmHg y 120 mmHg
- Tiempo de ciclo ajustable entre 60 y 120 segundos
- Temporizador integrado con modo de cuenta regresiva o modo continuo
- Terapia focalizada • Botón de pausa • Medidor de cumplimiento



## SC-4008-DL

- Terapia de compresión de 8 cámaras
- Capacidad unilateral o bilateral
- Pantalla táctil LCD
- Presión ajustable entre 10 mmHg y 120 mmHg en todas las cámaras
- Tiempo de ciclo ajustable entre 60 y 120 segundos
- Temporizador integrado con modo de cuenta regresiva o modo continuo
- Terapia focalizada • Botón de pausa • Medidor de cumplimiento



- *Garantía de 3 años en todas las bombas*
- *Aplican contraindicaciones*

# Sistemas de Mangas de Bio Compression

- La mayor selección de tipos de mangas, incluidas: sobre el hombro, chalecos, pantalones, ajustables, personalizadas y para amputados.
- Todas las mangas están disponibles en diferentes tamaños (longitudes y circunferencias) y también a medida.
- Fabricadas con nylon de alta calidad, desinfectables y cosidas a mano en nuestra fábrica.



Brazo de 4 cámaras



Brazo de 8 cámaras



Brazo y hombro de 8 cámaras



Brazo y hombro de 4 cámaras



Chaleco Bio Élite de 8 cámaras



Chaleco Bio Élite Bilateral de 16 cámaras



Pierna de 4 cámaras



Pierna de 8 cámaras



Pierna ajustable de 8 cámaras



Pierna personalizada de 4 cámaras



Abdominal Bio de 8 cámaras



Pantalones Bio de 16 cámaras



Bio Compression Systems  
120 West Commercial Avenue  
Moonachie, NJ 07074, USA

Teléfono: 201-939-0716/ Fax: 201-939-4503  
email: [biosystems@biocompression.com](mailto:biosystems@biocompression.com)  
[www.biocompression.com](http://www.biocompression.com)



*Bio Compression ha sido el fabricante líder de dispositivos de terapia de compresión neumática durante más de 40 años. Todas nuestras bombas son ligeras y fáciles de usar, con una acción no peristáltica que imita la función natural del cuerpo. Esta acción ayuda a mejorar la circulación y reducir el edema para manejar los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente.*

*Con sede en Moonachie, Nueva Jersey, nuestra planta de fabricación se enfoca en productos de alta calidad, ofreciendo la mayor selección de tipos y tamaños de mangas y la garantía más larga en la industria.*

*La compresión neumática intermitente (IPC) se utiliza ampliamente para el tratamiento de linfedema, lipedema, insuficiencia venosa crónica (IVC), cicatrización de heridas, profilaxis de trombosis venosa profunda (TVP) y muchos otros trastornos circulatorios. Se considera segura y eficaz, y está incluida en las guías nacionales e internacionales para el tratamiento de las indicaciones mencionadas.*

*Con innumerables estudios clínicos que demuestran la eficacia de nuestros productos, no es de extrañar que pacientes de todo el mundo utilicen los dispositivos de Bio Compression para ayudar a tratar sus trastornos linfáticos y circulatorios. Estamos orgullosos de poder ayudar.*

Bio Compression Systems  
120 West Commercial Avenue  
Moonachie, NJ 07074, USA

Teléfono: 201-939-0716/ Fax: 201-939-4503  
email: [biosystems@biocompression.com](mailto:biosystems@biocompression.com)  
[www.biocompression.com](http://www.biocompression.com)