

BIOCRYO

COLD COMPRESSION
THERAPY SYSTEM

Recupérese más Rápido

Compresión en Frío Más Fácil



GC-3045 BioCryo Pierna
Completa (Disponible en
S/M/L)

BIOCRYO

COLD COMPRESSION THERAPY SYSTEM

¿Cómo funciona el sistema BioCryo?

1. El BioCryo comienza con una compresión secuencial que masajea el tejido para mover los líquidos a través de la zona lesionada o el área quirúrgica, acelerando el proceso de curación y previniendo infecciones.



2. El BioCryo combina esta acción de masaje con el práctico paquete de gel BioCryo, que se adapta al cuerpo para un contacto máximo con la superficie, retirando el calor del sitio de la lesión mientras reduce la inflamación y el dolor.



¿Cuáles son las ventajas del BioCryo?

- El conveniente paquete de gel frío elimina la necesidad de hielo y agua.
- La terapia de compresión fría con 4 cámaras secuenciales es más eficaz que los dispositivos de cámara única.
- El manejo del dolor sin el uso de narcóticos ayuda a los pacientes a reducir la necesidad de medicamentos recetados.
- Mayor cumplimiento del paciente: fácil de usar y cómodo de llevar.
- Reduce el tiempo de recuperación postquirúrgica.
- Ligero y portátil, el BioCryo es fácil de transportar y configurar.
- Los paquetes de gel se almacenan convenientemente en el congelador y permanecen fríos durante horas de uso.

- Funcionalidad unilateral y/o bilateral.
- Amplia selección de mangas, incluyendo prendas personalizadas sin látex para tamaños únicos.
- Resultados médicamente probados para prevenir infecciones y aliviar la hinchazón, el dolor muscular y la fatiga.

El inserto de gel BioCryo se adjunta fácilmente a todas las mangas de compresión.



El Inserto de Gel BioCryo

Nuestros insertos de gel BioCryo son libres de látex y están hechos de tela de nylon Oxford recubierta de alta calidad de 200 deniers con 3 milímetros de poliuretano. Estos inserts, diseñados de manera única, se flexionan y se ajustan a cualquier extremidad, proporcionando compresión fría sin tener que añadir o bombear agua con hielo en la prenda. Estos inserts deben usarse dentro de nuestras prendas estándar, ajustables y personalizadas.



BioCryo Gel Insert CP-S/M/L



BioCryo Hombro GC-3035-SH-C



BioCryo Espalda GC-3035-B



BioCryo Brazo y Hombro GC-3035-SH



BioCryo Codo GC-3035-EC



BioCryo Tobillo GC-3045-A



BioCryo Brazo Completo GC-3035-L (Disponible en S/M/L)



BioCryo Rodilla GC-3045-KC



BioCryo Mano/Muñeca GC-3035-H-W

BIOCRYO

Terapia de Compresión Fría del Fabricante #1 de Dispositivos de Compresión

Nuestro sistema de terapia de compresión fría combina terapias de frío activo y compresión secuencial para proporcionar la máxima potencia para manejar el dolor, reducir la inflamación y acelerar la curación de una amplia variedad de dolencias. La tecnología BioCryo estimula la reparación de los tejidos al mejorar la función linfática, eliminar el edema del área de la lesión y fomentar el flujo sanguíneo oxigenado hacia el sitio, lo que lleva a una recuperación más rápida. Vuelve a la acción con BioCryo de Bio Compression Systems, el principal fabricante de Dispositivos de Compresión Neumática.



SC-2004-C

Contraindicaciones:

El uso de este dispositivo está contraindicado en pacientes con las siguientes condiciones:

- Insuficiencia Cardíaca Congestiva • Trombosis Venosa Profunda
- Flebitis Inflamatoria o Episodios de Embolia Pulmonar
- Infecciones en la Extremidad, incluyendo Celulitis sin Cobertura Antibiótica Adecuada
- Presencia de Cáncer, Salvo en Cuidados Paliativos • Urticaria por Frío • Eritema por Frío
- Hemoglobinuria por Frío • Otras indicaciones según lo identifique el médico tratante



Bio Compression Systems
120 West Commercial Avenue
Moonachie, NJ 07074
Phone: 800-888-0908/ Fax: 201-939-4503
email: biosystems@biocompression.com
www.biocompression.com