

Especificaciones



Modelo	P/N	Píxeles	Tasa de Fotogramas	Latencia	Precisión 3D	Distancia de captura	FOV
MARS1.3H	Mars1.3H-INTL	1.3MP	240FPS	4.0ms	±0.2mm	11m*	56°×46°
	Mars1.3HW-INTL	1.3MP	240FPS	4.0ms	±0.3mm	6m*	95°×74°
MARS2H	Mars2H	2.2MP	380FPS	2.4ms	±0.15mm	21m*	70°×40°
	Mars2HW	2.2MP	380FPS	2.4ms	±0.25mm	15m*	104°×55°
MARS4H	Mars4H	4MP	180FPS	5.2ms	±0.1mm	32m*	52°×52°
	Mars4HW	4MP	180FPS	5.2ms	±0.25mm	20m*	90°×90°
MARS9H	Mars9H	9MP	300FPS	3.0ms	±0.05mm	28m*	68°×37°
	Mars9HW	9MP	300FPS	3.0ms	±0.2mm	16m*	98°×50°
MARS18H	Mars18H	18MP	139FPS	5.0ms	±0.04mm	28m*	52°×47°
	Mars18HW	18MP	139FPS	5.0ms	±0.15mm	18m*	90°×82°
MARS26H	Mars26H	26MP	150FPS	4.0ms	±0.03mm	30m*	56°×56°
	Mars26HW	26MP	150FPS	4.0ms	±0.1mm	20m*	105°×105°

* También se encuentran disponibles modelos personalizados a pedido. Para obtener más información, comuníquese con info@nokov.cn



Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur
 Análisis de la marcha

NOKOV Mars 2H x12
 Bertec FP4060 x8
 Bertec Caminadora
 Delsys Trigno NOKOV
 Mocap Software

BEIJING NOKOV CIENCIA Y TECNOLOGÍA CO., LTD



- www.nokov.com
info@nokov.cn
 +86-10-64922321
- Beijing (sede central) Habitación 820, Torre China Minmetals, Distrito Chaoyang, Pekín
- Filial de Shanghai Habitación B201, Shangpinduhui, No. 268 Tongxie Road, Distrito Changning, Shanghai
- Sucursal de WuHan #B3-601, Wuda Airlines Phase 2, Desarrollo económico de alta tecnología de Donghu,
- Sucursal de Shenzhen Wuhan, Hubei A2102, Edificio de tecnología Cloud, Distrito Nanshan, Shenzhen



NOKOV

Aplicaciones en biomecánica

Sistema de análisis biomecánico

MODOS DE CONEXIÓN MÚLTIPLES

- Modo de conexión de señal analógica
- Modo de conexión de señal digital
- Modo de conexión de disparador sincrónico

MÚLTIPLES FORMATOS DE SALIDA

.c3d

.trc

.trb

PLACA DE FUERZA



CAPTURA DE MOVIMIENTO

SOFTWARE

Visual3D Professional™




ANYBODY TECHNOLOGY



STT SYSTEMS




Casos de Estudio



El sistema de captura de movimiento NOKOV abarca series de gama baja a alta, que atienden diversas necesidades de los clientes. Su completo paquete de desarrollo SDK permite una fácil integración en aplicaciones de usuario, adquiriendo datos de puntos, cuerpos rígidos y esqueletos. La gestión estable de la cadena de suministro garantiza una entrega oportuna.



Soluciones de captura de movimiento de rango completo



Aplicaciones versátiles para seguimiento preciso del movimiento



Amplio soporte de personalización



Envío y entrega rápidos para una integración perfecta



Servicio técnico ininterrumpido 24/7

