

Become the first choice
in respiratory care.



Full Face Mask (HM01)

Más contribución para la terapia NIV (ventilación no invasiva)

family cares



SPA



BMC Medical Co., Ltd.

Room 110, Tower A Fengyu Building, No.115 Fucheng Road, Haidian, 100036 Beijing, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: +86-10-5166 3880 / Fax: +86-10-5166 3880 ext. 810 / www.bmc-medical.com / V1.0 SC-A-2023100007_SPA

Es posible que este producto no esté disponible en su área. Comuníquese con nosotros para obtener más información.

Características Principales



Varios codos para la mascarilla
Cuatro codos intercambiables, V, NV1, NV2 y NV3, compatibles con el mismo armazón de la mascarilla y que cumplen con distintos requisitos clínicos.



Almohadilla SmartFit
El diseño de la almohadilla transicional SmartFit logra un equilibrio entre un buen soporte y un buen sellado para adaptarse al contorno del rostro.



Soporte para la frente de rápido accionamiento
Se puede lograr el ajuste del soporte para la frente fácilmente incluso con una sola mano a través del broche Press-and-Go (presionar y abrochar). La almohadilla para la frente presenta una apertura para el pase del aire y está diseñada para la comodidad del paciente al mejorar la permeabilidad al aire.



Puertos multifuncionales
Los puertos bilaterales, que se encuentran en el armazón de la mascarilla, facilitan de la mejor manera posible el ingreso de oxígeno y la prueba de presión.



Adaptador para sonda nasogástrica
Los dos adaptadores para la sonda nasogástrica que se encuentran a ambos lados de la almohadilla están integrados para facilitar la alimentación al paciente.



Arnés corona
El arnés de cinco puntos ayuda a mejorar la estabilidad del uso.

Configuración Recomendada

HM01 con codo V (con AAV)

Circuito de rama única

HM01 con codo NV1 (con AAV)

Circuito de rama única

HM01 con codo NV2

circuito de rama doble

HM01 con codo NV3

entrada de canales médicos, como conductos endoscópicos (intubación) igual con un diámetro externo inferior a 8,0 mm)
circuito de rama doble

Especificaciones Técnicas

Curva de presión-flujo	
Información sobre el espacio muerto	El espacio muerto es el volumen vacío de la máscara hasta la junta giratorio. El espacio muerto de la máscara varía en función del tamaño de la almohadilla, pero es inferior a 270 mL.
Presión terapéutica	4 to 30 cmH ₂ O
Resistencia	Caída de presión medida (promedio de 3 tallas) a 50 L/min: 0,5 cmH ₂ O a 100 L/min: 1,0 cmH ₂ O
Válvula antiasfixia cerrada a la atmósfera (HM01 con codo "V" y "NV1")	≤ 2,8 cmH ₂ O
Válvula antiasfixia abierta a la atmósfera (HM01 con codo "V" y "NV1")	≤ 2,8 cmH ₂ O
Sonido (Toma el máximo ruido de Codo "V")	VALORES DE EMISIÓN DE RUIDO DECLARADOS MEDIANTE DOS CIFRAS en cumplimiento con ISO 4871. El nivel de potencia acústica ponderado A de la máscara es 28 dBA, con una incertidumbre de 3 dBA. El nivel de presión acústica de la máscara a una distancia de 1 m es 20 dBA, con una incertidumbre de 3dBA.
Condiciones ambientales	Temperatura de funcionamiento: +5°C a +40°C (41°F a 104°F) Humedad de funcionamiento: 0% a 93% humedad relativa, sin condensación Temperatura de almacenamiento y transporte: -20°C a +55°C (-4°F a 131°F) Humedad de almacenamiento y transporte: 0% a 93% humedad relativa, sin condensación
Fecha de fabricación	Véase la etiqueta del producto