

Onda de choque > Sistema de terapia



Rehabilitación deportiva

Fisioterapia para el dolor crónico

en.lifotronic.com

Dónde aplicar las ondas de choque

La terapia de ondas de choque extracorpóreas (ESWT) es un tratamiento popular en todo el mundo para una variedad de afecciones. El tratamiento es no quirúrgico y no invasivo. Este procedimiento rápido y eficaz aprovecha ondas de energía intensas pero muy cortas para curar muchas afecciones ortopédicas crónicas y dolorosas. Según la Sociedad Internacional de Tratamiento Médico con Ondas de Choque, la ESWT es capaz de tratar más de 30 indicaciones.

- Fascitis plantar
- Espolones calcáneos
- Codo de tenista
- Tendinitis calcificante del hombro
- Rodilla de saltador
- Punto gatillo miofascial
- Síndrome de dolor del trocánter mayor
- Otros dolores crónicos en músculos y tendones




Contraindicaciones

- Tumor maligno en el área de tratamiento (no como enfermedad subyacente)
- Feto en el área de tratamiento
- Infecciones locales en el área de tratamiento
- Directamente sobre o cerca de la columna vertebral
- Directamente en la cabeza
- En áreas donde se implanta un dispositivo médico como un marcapasos, una bomba analgésica o cualquier otro dispositivo



Aplicación



Ventajas

Powerful

185
mJ | 5
bar

Clear

12.1-inch
touch screen

Efficient

3.0
min / session

Durable

2.0
million

✓ **Poderoso:**

Presión de hasta 185 mJ (equivalente a 5 bar)

✓ **Portátil:**

Solo 3,8 kg, fácil de transportar

✓ **Eficiente:**

Frecuencia de hasta 22Hz, una sesión en 3 minutos

✓ **Eficaz:**

Alivio inmediatamente después del tratamiento

✓ **Ergonómico:**

Gran pantalla táctil con mandos rígidos

✓ **Duradero:**

2 millones de choques garantizados para el proyectil

✓ **Programable:**

Protocolos de tratamiento definidos por el usuario disponibles

✓ **Fácil de usar:**

Manejo intuitivo, casi sin formación



Especificaciones

Modelo	LC-310, LC-320
Tecnología	Onda de choque radial balística electromagnética
Voltaje	100-240V, 50/60Hz
Energía	60-185mJ (Equivalente a 0-5bar por presión)
Frecuencia	1-22Hz
Pantalla LCD	12.1 inch
Medidas	380×380×330mm
Peso	5.2kg/6.1kg
Canal	1 canal/2 canales
Modos de ráfaga	Modo continuo (4,8,12)
Durabilidad de los proyectiles	2,000,000 choques
Transmisores	3 de diferentes dimensiones (6mm, 15mm, 25mm)
Durabilidad del transmisor	150,000 choques
Memoria	SD tarjeta
Conformidad de seguridad	IEC60601-1



Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd.

Address: Unit A, 4th Floor, Building 15, Yijing Estate, No.1008 Songbai Road, Nanshan District,
Shenzhen City, Guangdong Province, 518055, P.R.China Tel:
86-755-29016066 Fax: 86-755-29060036
Email: inter@lifotronic.com