

CINTA DE CORRER AERO RUNNER

Innovación con **ServoStep**, **GaitTrack Pro** y nuestro sistema inteligente de control de presión lleva la recuperación a nuevos niveles. Experimenta una estabilidad, seguridad y cuidado continuo sin precedentes.

ServoStep

GoldenAll ofrece un arranque suave a velocidades ultra bajas (0,1 km/h), guiando los primeros pasos de los usuarios con gracia y confianza.

Sistema UPS integrado

Nuestra prioridad es la seguridad del usuario. En caso de corte eléctrico, el sistema UPS permite una detención controlada de la cinta, evitando riesgos, incluso a altas velocidades. Además, garantiza la preservación de los datos y la continuidad de la sesión, reflejando nuestro compromiso con el bienestar y protección del usuario.



GaitTrack Pro

Equipado con 4 sensores de presión integrados, GaitTrack Pro ofrece un seguimiento de datos en tiempo real con una precisión incomparable. Estos sensores garantizan que cada paso sea meticulosamente medido, monitorizado e impreso, proporcionando un control completo y detallado del progreso del usuario durante su rehabilitación o entrenamiento.



	GA300	GA200	GA100
Ajuste de soporte de peso	Rango de 0-80% con incrementos de ajuste del 1%		
Velocidad Inicial	0.3 km/h	0.16 km/h	0.1 km/h
Inclinación	0% a 16%	0% a 16%	0% a 8%
Velocidad	-10 km/h a 30 km/h	-10 km/h a 25 km/h	-5 km/h a 15 km/h
Servo Step	Estándar	Estándar	Estándar
Sensor de marcha por infrarrojos	Estándar	Estándar	Estándar
Peso del usuario	36 kg - 180 kg	36 kg - 180 kg	36 kg - 180 kg
Impresión de informes	Opcional (GA300S)	Opcional (GA200S)	Opcional (GA100S)
Monitorización de video en tiempo real	Monitorización simultánea en 3 direcciones (izquierda, derecha, frontal)		
Material del Airbag	TPU, Hipoalergénico y sin olor		
Software de perturbación para la estabilidad de la marcha	Opcional (GA300S)	Opcional (GA200S)	Opcional (GA100S)
Garantía	2 años ampliable a 5 años		



SEGURIDAD



ENTRENAMIENTO
ACTIVO



EXPERIENCIA
CÓMODA



AHORRO DE
COSTOS



FÁCIL
OPERACIÓN



ENTRENAMIENTOS
SIN DOLOR

¿POR QUÉ ELEGIR GOLDEN ALL?

Eficiencia innovadora para un valor excepcional

- **Desarrollo integral del sistema**

Golden All desarrolla y fabrica internamente todos los componentes de la banda antigravedad, incluida la propia banda, garantizando productos de alta calidad adaptados a tus necesidades de rehabilitación, con mejoras continuas de software y hardware.

- **Enfocado en los intereses a largo plazo de los usuarios**

Ofrecemos un sistema con los mejores materiales, como por ejemplo un airbag fabricado en TPU, garantizando una gran durabilidad del sistema.

Servicio y soporte inigualables

- **Instalación simplificada**

Los equipos vienen completamente montados y pueden ser instalados de manera sencilla con la ayuda de un gato manual.

- **Garantía líder en la industria**

El equipo incluye una garantía estándar de 2 años, ampliable hasta 5 años para tu tranquilidad (opcional).

APLICACIONES

La cinta de correr antigravedad puede aplicarse en muchos campos, ya sea en investigación clínica, rehabilitación postoperatoria o entrenamiento profesional, GoldenAll puede satisfacer todas tus necesidades.



**LESIÓN
ARTICULAR**



**LESIONES DE LAS
EXTREMIDADES
INFERIORES**



**ENTRENAMIENTO
DEPORTIVO**



**ENFERMEDAD
NEUROLÓGICA**



**ENTRENAMIENTO
PARA PERSONAS
MAYORES**



**REHABILITACIÓN
CARDIOPULMONAR**

ACCESORIOS ADICIONALES



**Tabla de Entrenamiento
con Perturbaciones**

**Dispositivo Interactivo
Inmersivo Situacional**



**Dispositivo de
Entrenamiento Cognitivo
Visual y Motor**