




Cánula Nasal

(NC11L / NC11M / NC11S)

La cánula, de uso pediátrico, ofrece diferentes tamaños diseñados para pacientes de distinto peso.

family cares





Tamaño	Color	Rango de peso del paciente (kg)	Rango de Flujo (L/min)	Diámetro Exterior de las Puntas Nasales (mm)	Diámetro de la Nariz Aplicable	Anchura Aplicable del Tabique Nasal
Pequeño		2 ~ 8	2 ~ 10	2.7	4 ~ 5	2 ~ 4
Mediano		3 ~ 15	2 ~ 20	3.2	5 ~ 6	3 ~ 5
Grande		12 ~ 22	2 ~ 25	4	6 ~ 7	4 ~ 6

Nota:
·Elija el tamaño de cánula adecuado.
·Se recomienda que alrededor del 50% de la ventana de nariz quede cubierta por las puntas nasal cuando se utilicen.

BMC Medical Co., Ltd.