




Cánula Nasal

(NC12L / NC12M / NC12S)

La terapia HFNC es capaz de reducir el espacio muerto de forma eficaz, al tiempo que hace que la humedad, la calefacción y la concentración de oxígeno sean ajustables, de modo que la comodidad y el cumplimiento del paciente mejoran significativamente.

family cares





Número de pieza	Tamaño	Color	Rango de Flujo
10410089	Pequeño		10 ~ 70 L/min
10410090	Mediano		10 ~ 70 L/min
10410091	Grande		10 ~ 85 L/min

BMC Medical Co., Ltd.

Room 110, Tower A Fengyu Building, No.115 Fucheng Road, Haidian, 100036 Beijing, China

Tel: +86-22-8293 9881 Fax: +86-22-8293 9881 etx. 810 en.bmc-medical.com V1.0 SC-A-202207005