

Sistema de Mascarilla Videolaríngea SafeLM®  
Videoscopio y Mascarilla Videolaríngea Desechable

Especificaciones

| Mascarilla Video Laríngea - Tamaño                      | #2    | #2.5  | #3    | #4    | #5      |
|---------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| Peso del paciente/Kg                                    | 10-20 | 20-30 | 30-50 | 50-70 | 70 -100 |
| Volumen de manguito recomendado/ml                      | 10    | 14    | 20    | 30    | 40      |
| Volumen máximo de manguito/ml                           | 15    | 21    | 30    | 45    | 60      |
| Diámetro int. máx. del tubo endotraqueal permitido/mm - | -     | -     | 6.5   | 7.0   | 7.5     |
| Tamaño máx. permitido del tubo orogástrico/Fr.          | 10    | 10    | 14    | 14    | 14      |

Número de Reglamento de la FDA:

- Videoscopio (Modelo MGL-SP-6) : 868.5530
- Mascarilla Videolaríngea desechable : 868.5110



- Changsha Magill Medical Technology Co., Ltd.
- Add: No. 41, Yannong Road, Changsha, Hunan, China
- Web: [www.magillmed.com](http://www.magillmed.com)
- Tel: +86 0731-85585005 / +86 18018658996
- Email: [wei.niu@magillmed.com](mailto:wei.niu@magillmed.com)

Sistema de Mascarilla Videolaríngea SafeLM®  
Videoscopio y Mascarilla Videolaríngea Desechable



*Ver para Creer*



**Magill Medical**  
Changsha Magill Medical Technology Co., Ltd.

## Por qué el anestesiólogo necesita SafeLM®

### ¡La Malposición Ocurre en el 50-80% de las Colocaciones Ciegas de la Mascarilla Laríngea! <sup>1</sup>

1. El paciente que no esta en ayunas presenta un mayor riesgo.
2. La capacidad de confirmar la colocación perfecta de la Mascarilla laríngea (LMA), visualizar una vía aérea permeable e intubar bajo visión directa cambia el panorama.

## Ventajas de la Mascarilla Videolaríngea SafeLM®

**SafeLM® es la primera y única Mascarilla laríngea de video con ángulo de visión ajustable, que encaja con el concepto de Mascarilla laríngea de nueva generación. <sup>2</sup>**

1. Ángulo de cámara ajustable, fácil de exponer la glotis y evitar una colocación incorrecta
2. Mayor tasa de éxito en la colocación y ventilación en el primer intento
3. Diseño compacto, fácil de usar y manipular
4. Permite realizar la intubación manteniendo la oxigenación

## Desinfección del videoscopio SafeLM®

Utilizar limpiadores enzimáticos, jabón líquido de pH neutro o solución de bicarbonato de sodio con una concentración de 8%~10% como agentes de limpieza, y solución de ácido peracético al 0.08% o isopropanol al 70% como desinfectantes.

Para consultas, contacta a [John.mulcahy@magillmed.com](mailto:John.mulcahy@magillmed.com)

1. A. A. J. Van Zundert et al., Malposicionamiento de dispositivos supraglóticos de vía aérea: estrategias preventivas y correctivas. British Journal of Anesthesia 116 (5): 579-82 (2016)
2. A. A. J. Van Zundert et al., La propuesta de un dispositivo de vía aérea supraglótico de tercera generación que facilita la colocación con visión directa. Journal of Clinical Monitoring and Computing (2021) 35:217-224

## Cómo funciona SafeLM®

El sistema de Mascarilla Videolaríngea SafeLM® incluye:



1. Videoscopio reutilizable



2. Mascarilla Videolaríngea desechable

