

SPARK ESWL® SISTEMA DE LITOTRIZIA ELECTROHIDRÁULICO

DETALLES



- GARANTÍA DEL GENERADOR: 3 MILLONES (EL GENERADOR CONSTA DE UN CAPACITADOR HV, UNA BRECHA DE CHISPA Y UN PAQUETE DE ENERGÍA. ESTAS PIEZAS DE REPUESTO PUEDEN SER REEMPLAZADAS SEGÚN LA NECESIDAD DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA).
- SE PUEDEN APLICAR UN PROMEDIO DE 2000 O 3000 CHOQUES EN CADA SESIÓN. SE PROPORCIONARÁN GRATUITAMENTE JUNTO CON EL DISPOSITIVO 10 PARES DE ELECTRODOS DE VIDA ÚTIL LARGA (CADA PAR PUEDE SER UTILIZADO PARA APROXIMADAMENTE 40 SESIONES, LO QUE SIGNIFICA 1.200.000 IMPACTOS) O 100 UNIDADES DE ELECTRODOS DE USO ÚNICO, 10 COJINES DE AGUA (MEMBRANAS), 4 PINZAS PORTAELECTRODOS Y 4 ANILLOS O-RING PARA EL REFLECTOR.
- SPARK ESWL ES UN MODELO COMPACTO Y TIENE UNA GARANTÍA DE 2 AÑOS. TODOS LOS CONSUMIBLES SERÁN PROPORCIONADOS POR NUESTRA EMPRESA DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA. TAMBIÉN TENEMOS OPCIONES DE GARANTÍA ADICIONAL.
- PENETRACIÓN FOCAL: 130 MM
- SE PUEDEN APLICAR UN PROMEDIO DE 3 SESIONES PARA CADA PACIENTE. PUEDE HABER UNA DISMINUCIÓN O AUMENTO EN EL NÚMERO DE SESIONES SEGÚN LA PIEDRA EN EL RIÑÓN. SE PUEDEN APLICAR UN PROMEDIO DE 2000 O 3000 CHOQUES EN CADA SESIÓN.
- LA FORMACIÓN Y LA INSTALACIÓN SERÁN PROPORCIONADAS POR NUESTRA EMPRESA DE FORMA GRATUITA. LOS COSTOS DE ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE DEL PERSONAL DE NUESTRA EMPRESA PERTENECEN AL COMPRADOR DURANTE LA FORMACIÓN.

