



AIRCON GEN2

Humidificador de gases respiratorios:

- Detalle del suministro
- Accesorios y montaje
- Especificaciones

AIRCON GEN2

Todo desde una sola fuente

El ampliamente desarrollado Aircon Gen2 es uno de los humidificadores de gases respiratorios más avanzados actualmente disponibles en el mercado. Un sistema de humidificación de gases respiratorios completamente equipado, el Aircon Gen2 y sus extensos accesorios, son fáciles y rápidos de instalar, garantizando un funcionamiento fiable.

El control optimizado por microprocesador, permite una configuración aún más precisa y eficiente de la salida de humidificación y asegura una máxima flexibilidad en su uso. En un sector de atención médica en constante cambio, esto contribuye de manera significativa a una mayor seguridad y a un curso estable de la terapia.

Sus nuevas características técnicas hacen que el Aircon Gen2 sea adecuado para prácticamente cualquier aplicación que requiera una humidificación activa y confiable: desde tasas de flujo bajas para ventilar a los pacientes más pequeños, hasta tasas de flujo muy altas para adultos en el contexto de la terapia con oxígeno de alto flujo nasal.

El Aircon Gen2 proporciona todo lo que necesitas:

- Un sencillo manejo
- Flexibilidad
- Operación intuitiva y símbolos autoexplicativos
- Mantenimiento mínimo
- Eficiencia energética
- Máxima confiabilidad

En combinación con las cámaras humidificadoras asociadas y los sistemas de terapia de ventilación con calefacción, el Aircon Gen2 proporciona un sistema completo de humidificación de gases respiratorios en forma de la solución completa necesaria para tratar a pacientes con ventilación mecánica (ya sea de manera invasiva o no invasiva).

Alcance de suministro

Art. no.	Descripción
ac101.207	Aircon Gen2 humidificador de gases respiratorios, 230 V
ac100.910	Sonda de temperatura, 160 cm
ac100.909	Sonda de temperatura, 180 cm
ac100.929	Adaptador de cable calefactor (i+e)*
ac100.942	Adaptador de cable calefacto (i)*
ac100.918	Cable de suministro eléctrico específico para el país

Nuestros sistemas de terapia de ventilación con calefacción (individuales o dobles) pueden utilizarse tanto en el interior como en el exterior de hospitales para recién nacidos, niños y adultos, y son compatibles con todos los ventiladores comunes.

i = para inspiración, e = para espiración



Accesorios y montaje

Art. no.	Descripción
03395186	Allegra, agua estéril, botella de 1000 ml
ac500.350	Cámara humidificadora WILAméd, autoclavable
ac550.226	Unidad de montaje (diámetro 25 mm) para riel estándar (30 mm x 10 mm)
550.301	Abrazadera para soporte de suministros (25 mm x 45 mm)
550.220	Soporte de dispositivo para riel estándar con soporte telescópico.

Desarrollado para cumplir con las demandas más rigurosas en términos de rendimiento y rentabilidad

El humidificador de gases respiratorios Aircon Gen2 es la elección número uno para especialistas en atención médica, ya sea en cuidados intensivos o ventilación en el hogar. El diseño moderno y atractivo del Aircon Gen2 se combina perfectamente con cualquier ventilador.

Máxima flexibilidad

- 3 modos de funcionamiento (IV, NIV, GRATUITO)
- Uso en el interior y exterior de hospitales
- Función de atenuación automática para el modo nocturno
- Más de 300 sistemas de terapia de ventilación para satisfacer las necesidades individuales de los pacientes

Seguro

- Líder de la industria en la gestión de alarmas.
- Detección del nivel de llenado de agua (señal IR) / función de alarma (alta y baja).
- Registro de eventos y alarmas (puede leerse en un PC).
- Posibilidad de verificar en tiempo real la configuración de la humidificación y la temperatura.
- Desconexión de seguridad si se ignoran alarmas críticas.



7 Funciones únicas

- Detección automática de la cámara
- Detección del nivel de llenado de agua
- Control individual del cable calefactor para la espiración
- Registro de eventos y alarmas
- Ajuste automático de la salida
- Ajuste manual de la salida
- La salida de humidificación se puede configurar en 3 etapas.

Alta calidad

- Líder de la industria en costos totales del ciclo de vida del producto.
- "Hecho en Alemania"

LÖWENSTEIN medical



Löwenstein Medical
Arzbacher Strasse 80
56130 Bad Ems

T. +49 2603 9600-0
F. +49 2603 9600-50
loewensteinmedical.com
info@loewensteinmedical.com

*The images of our products include special accessories which can be ordered
in addition to the standard product.
Please ask for details.*



f110263en2104

