

Características & Beneficios del ECG Universal™

Pequeño, Ligero y Portátil

Disfrute de las ventajas de realizar pruebas de ECG en cualquier lugar, en cualquier momento.

Visualización gráfica en tiempo real

Visualice 12 canales de datos en tiempo real en la mayoría de los ordenadores, portátiles o tablets.

Almacenamiento de datos

Almacene un número ilimitado de ECGs. Un portátil promedio almacena 10.000 o más pruebas. Exporte datos a cualquier EMR en una gran variedad de formatos.

Interpretación Narrativa

Genere una interpretación de diagnóstico al instante utilizando el programa de Análisis Louvaine.

Impresión

Imprima en papel normal y seleccione entre varias opciones de informe. El usuario promedio ahorrará más de \$700 al año en papel térmico y millones más ya que no requiere mantenimiento ni calibración.

Opciones de informe

PDF, JPEG o TIFF transferibles

- 3x4 Simultáneo
- 3x4 Secuencial
- ECG 6x2
- ECG 6x1
- Complejos promediados ECG
- Informe de mediciones de ECG
- Informe Aumentado promedio
- Informe Aumentado

Fuente de alimentación

Elimine costes innecesarios de las baterías desechables o recargables; toda la potencia se obtiene del ordenador.

Conectividad

Conéctese a su ordenador a través del puerto USB.

Actualizable

Actualice su Sistema con actualizaciones de software descargables. Este será el último dispositivo de ECG que necesitará.

Estándares de seguridad

El ECG Universal cumple con AAMI EC11, EN60601-1, EN60601-1-2 y EN60601-2-25.

Software

El software Office Medic se envía con cada ECG Universal. Aumenta la eficiencia, mejora el cuidado del paciente y reduce los costes. Está disponible en inglés, francés, alemán, italiano, español, portugués y japonés.



Technology in Practice™

Willems, J.L., et. Al., "The Diagnostic Performance of Computer Programs for the Interpretation of Electrocardiograms", New England Journal of Medicine (1991); 325: 1767-1773.

