



# PAQUETE SW PRUEBA DE ESFUERZO


FP-811S PARA FX-8400



## Tecnología de procesamiento de filtros de forma de onda MOS desarrollada específicamente para prueba de esfuerzo




Filtro MOS



Filtro MOS




## Amplia pantalla para facilidad de uso y visualización



### Área de información biológica/stress test

La pantalla muestra información biológica (por e.j. nivel de logro vs. ritmo cardíaco y presión sanguínea objeto) así como información del esfuerzo (por e.j. tiempo y nivel). Información y datos presentados de tal forma que permite al usuario ver los detalles importantes.


### Botones de uso




Los botones en la pantalla táctil permiten un uso sencillo del equipo, y las funciones cambian en función de la fase de la prueba: "Start WU" → "Start Exer" → "Cancel" → "End CD" → "End rcvry" → "Exam End".

## Pantalla externa

### Pantalla promedio/promedio ampliado



### Pantalla tiempo real



FUKUDA DENSHI reserves the right to change specifications without notice.

